


Introducción a McStas

José I. Robledo

Jose.robledo@cab.cnea.gov.ar

Cuestiones generales en un experimento

Muestra y entorno de muestra



Per beamline:

$$I_{BL}(x,y,E,t) = \frac{\Omega_{BL}(x,y)}{4\pi} I(x,y,E,t)$$

Interacción a estudiar:

- Difracción (varios tipos)
- **Dispersión a bajo ángulo**
- Dispersión inelástica
- Activación neutrónica
- Etc, etc...

Experimentos de SANS: V4

Neutron guide	NL 3A
Collimation	Entrance window: 50x30 mm ² Collimator length: 2 m, 4 m, 8 m, 12 m (all also for SANSPOL), and 16 m
Monochromator	Mechanical velocity selector
Wavelength	$0.45 < \lambda < 2$ nm
Wavelength resolution	$8\% < \Delta\lambda/\lambda < 18\%$ FWHM
Flux	$1.0 \cdot 10^7$ n/cm ² at $\lambda=0.5$ nm, $\Delta\lambda/\lambda = 10\%$ and collimation 2 m
Q range	$0.01 \text{ nm}^{-1} < Q < 8.5 \text{ nm}^{-1}$
Detector	ca. 1 m diameter, 112 Reuter-Stokes tubes, 1000 mm / 850 mm / 600 mm
Sample-to-detector distance	Horizontal: 1 to 16 m continuously Vertical offset: 0.17 m at short distance
Polarized neutrons	Yes
Instrument options	<ul style="list-style-type: none"> • SANSPOL • Stroboscopic SANS • TISANE
Sample environment	<ul style="list-style-type: none"> • T-controlled automatic sample changer (5°C-70°C) • Automatic sample changer with magnetic field 1.5T
Software	BerSANS





Figure 1: View of V4 model.



Experimentos de SANS: SANS-II





Fig. 1. **SANS-II** layout at PSI (at cold neutron guide RNR-12).


Componentes




Chopper



Selector de velocidades



Monocromador




Detectores

Y mucho más...

<http://www.mcstas.org/download/components/2.7/>

Conceptos claves en la simulación



A grandes rasgos:

